

KERN 307-09

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-239

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

| | |
|------------------|-----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individuele gewichten |
| Productgroep | OIML E1 |

Meetsysteem

| | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 0,25 mg |
| Testgewicht - nominale waarde | 500 g |
| Testgewicht OIML klasse | E1 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 0,7813 |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 62,5 |

Ontwerp

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Afmetingen (Ø×H) | 38×63 mm |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Knop |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 38×38×63 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,60 kg |
| Verzendgewicht | 0,9 kg |

Diensten

| | |
|------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 963-239 |
|------------------------------------|---------|