

KERN 307-11

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-241

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,5 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,5625
Testgewicht - volume (cm ³)	125

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×80 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-241
------------------------------------	---------