

KERN 307-12

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-242

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 mg
Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	3,125
Testgewicht - volume (cm ³)	250

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	60×100 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×100 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	963-242
-------------------------------------	---------