

KERN 307-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-243

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	7,8125
Testgewicht - volume (cm ³)	625

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	80×140 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×140 mm
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-243
------------------------------------	---------