

KERN 307-14

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-244

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	15,625
Testgewicht - volume (cm ³)	1250

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	100×185 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×185 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-244
------------------------------------	---------