

KERN 307-16

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 50 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-246

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	78,125
Testgewicht - volume (cm ³)	6250

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-246
------------------------------------	---------