

KERN 308-31

KERN

Poids milligrammes, E1, 1 mg, Fil de presse, inox poli (OIML)



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML E1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,003 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg
Poid de contrôle OIML classe	E1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0001
Poid de contrôle - volume (cm ³)	0,0001

Forme de construction

Dimensions poids (L×P×H)	5×5×2 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Fil de presse

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	5×5×2 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-251
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-251