

# KERN 308-31

# KERN

Milligramgewicht, E1, 1 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking

921-251

Piktogramme

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,003 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 mg
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0001

## Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	5×5×2 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Draad

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	5×5×2 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-251
-------------------------------------	---------