

# KERN 308-34

# KERN

Milligramgewicht, E1, 10 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)

Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking

921-254

Piktogramme

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,003 mg
Testgewicht - nominale waarde	10 mg
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0013

## Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	7×6×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Draad

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	7×6×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-254
-------------------------------------	---------