

# KERN 308-426

# KERN

Jeu de poids milligrammes, E1, 1 mg; 500 mg, Fil de presse, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 500 mg
Poid de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Fil de presse
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	165×158×37 mm
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,31 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-250
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-250