

KERN 308-426

KERN

Milligramgewichtenset, E1, 1 mg; 500 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 500 mg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Draad
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	165x158x37 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,31 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-250
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-250