

# KERN 308-42

# KERN

Jeu de poids milligrammes, E1, 1 mg; 500 mg, Fil de presse, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



## Piktogramme

STANDARD



### Catégorie

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Marque               | KERN         |
| Catégorie de produit | Jeu de poids |
| Groupe de produit    | OIML E1      |

### Système de mesure

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg; 500 mg |
| Poid de contrôle OIML classe       | E1           |

### Forme de construction

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Matériau             | inox poli (OIML)          |
| Forme poid           | Fil de presse             |
| Étui du jeu de poids | dans un étui en plastique |

### Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 130×60×22 mm     |
| Poids net env.               | 0,10 kg          |
| Poids brut env.              | 0,10 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,1 kg           |

### Services

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS      | 962-250 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti | 921-250 |