

# KERN 312-034

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 100 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML),  
in een kunststof koffer



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 100 g
Testgewicht OIML Klasse	E2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x70 mm
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-316
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-316
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-316