

KERN 312-036

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 100 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML),
in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 100 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	165x125x75 mm
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-316
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-316
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-316