

# KERN 312-046

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 200 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML),  
in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 200 g
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	190x130x80 mm
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-317
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-317
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-317