

KERN 312-054

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 500 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 500 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x70 mm
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,44 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-318
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-318
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-318