

KERN 313-010-600

E1 - M2 Aluminium etui voor afzonderlijke gewichten 1 mg - 500 mg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Aluminium etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M2
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 mg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Breukprogramma

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×158×37 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×158×37 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

Piktogramme

STANDARD

