

KERN 313-034

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg; 100 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML E2

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 100 g
Poid de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×70 mm
Poids net env.	0,60 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-302
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-302
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-302