

# KERN 313-040-600

E1 - M1 Aluminium etui voor afzonderlijke gewichten 1 mg - 200 g



## Categorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Merk             | KERN                |
| Productcategorie | Gewichtsaccessoires |
| Productgroep     | Aluminium etui      |

## Meetsysteem

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Geval geschikt voor OIML-klassen             | E1 - M1                      |
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | 1 mg - 200 g                 |
| Geschikt gewichtsonwerp voor koffer          | Knopvormig/<br>compactvormig |

## Ontwerp

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 190×130×80 mm |
| Materiaal          | aluminium     |

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d           |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 190×130×80 mm |
| Nettogewicht ca.              | 0,50 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 0,50 kg       |
| Verzendgewicht                | 0,5 kg        |

## Piktogramme

STANDARD

