

KERN 313-046

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg; 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 200 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	190x130x80 mm
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-303
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-303
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-303