

# KERN 313-04

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg; 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 200 g
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	150x140x65 mm
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,27 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-303
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-303
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-303