

KERN 313-050-100

Koffer/etui voor individuele gewichtenset



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×180×110 mm
Materiaal	beuken

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht ca.	2,2 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	2,5 kg

Piktogramme

STANDARD

