

KERN 313-050-400

E1 - M3 Kunststof koffer voor individuele gewichtensets bis 500 g



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Gewichtsaccessoires |
| Productgroep | Kunststof etui |

Meetsysteem

| | |
|--|------------------------------|
| Geval geschikt voor OIML-klassen | E1 - M3 |
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | bis 500 g |
| Geschikt gewichtsonwerp voor koffer | Knopvormig/ compactvormig |

Ontwerp

| | |
|--------------------|---------------|
| Afmetingen (BxDxH) | 250x210x75 mm |
| Materiaal | kunststoffen |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 250x210x75 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,35 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,35 kg |
| Verzendgewicht | 0,7 kg |

Piktogramme

STANDARD

