

KERN 313-050-600

KERN

E1 - M1 Étui à protection en aluminium pour poids individuels 1 mg - 500 g



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui à protection en aluminium

Système de mesure

Etui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Matériau	aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

Piktogramme

STANDARD

