

KERN 313-052-400

E1 - M3 Valise en plastique pour jeux de poids standard bis 500 g



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en plastique

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	bis 500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Matériau	plastiques

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

Piktogramme

STANDARD

