

KERN 313-052-400

E1 - M3 Kunststof koffer voor standaard gewichtensets bis 500 g



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	bis 500 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	250x210x75 mm
Materiaal	kunststoffen

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x75 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Piktogramme

STANDARD

