

KERN 313-05

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg; 500 g, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML E2

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 500 g
Poid de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×110 mm
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	3,2 kg
Poids d'expédition	3,19 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-304
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-304
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-304