

# KERN 313-05

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg; 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



## Piktogramme

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 500 g
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230x180x110 mm
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	3,19 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-304
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-304
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-304