

KERN 313-060-100

Koffer voor standaard gewichtenset



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsassessoires
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 1 kg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	230x180x110 mm
Materiaal	beuken

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230x180x110 mm
Nettogewicht ca.	2,2 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	2,5 kg

Piktogramme

STANDARD

