

KERN 313-066

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg; 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 1 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230x140x110 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-305
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-305
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-305