

# KERN 313-070-100

Koffer voor standaard gewichtenset



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Houten etui

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 2 kg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	305×190×140 mm
Materiaal	beuken

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	305×190×140 mm
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

## Piktogramme

STANDARD

