

# KERN 313-076

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg; 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



1 DAY

## Categorie

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Merk             | KERN                  |
| Productcategorie | Individuele gewichten |
| Productgroep     | OIML E2               |

## Meetsysteem

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg; 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse       | E2         |

## Ontwerp

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Materiaal             | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht      | Knop                             |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing           |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 278x180x138 mm |
| Nettogewicht ca.              | 6 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 6 kg           |
| Verzendgewicht                | 5,55 kg        |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-306 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie                  | 962-306 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking      | 921-306 |