

KERN 313-080-100

KERN

Valise pour jeu de poids standard



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 5 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	420×200×200 mm
Matériau	hêtre

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	420×200×200 mm
Poids net env.	7 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,3 kg

Piktogramme

STANDARD

