

# KERN 313-080-400

**KERN**

E1 - M3 Valise en plastique pour jeux de poids individuels bis 5 kg



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en plastique

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	bis 5 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Matériau	plastiques

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	3,8 kg

## Piktogramme

STANDARD

