

KERN 313-080-400

E1 - M3 Kunststof koffer voor individuele gewichtensets bis 5 kg



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Gewichtsaccessoires |
| Productgroep | Kunststof etui |

Meetsysteem

| | |
|--|------------------------------|
| Geval geschikt voor OIML-klassen | E1 - M3 |
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | bis 5 kg |
| Geschikt gewichtsonwerp voor koffer | Knopvormig/ compactvormig |

Ontwerp

| | |
|--------------------|----------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Materiaal | kunststoffen |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Nettogewicht ca. | 1,6 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,6 kg |
| Verzendgewicht | 3,8 kg |

Piktogramme

STANDARD

