

KERN 313-080-600

E1 - M1 Aluminium etui voor afzonderlijke gewichten 1 mg - 5 kg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Aluminium etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 5 kg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×185 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×185 mm
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4,4 kg

Piktogramme

STANDARD

