

KERN 313-082-400

KERN

E1 - M3 Valise en plastique pour jeux de poids standard bis 5 kg



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en plastique

Système de mesure

Poid de contrôle OIML classe	E1
Etui adapté aux classes OIML	E1 - M3
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	bis 5 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Matériau	plastiques

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	3,8 kg

Piktogramme

STANDARD

