

KERN 313-082-400



E1 - M3 Kunststof koffer voor standaard gewichtensets bis 5 kg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	E1
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	bis 5 kg
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Materiaal	kunststoffen

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	3,8 kg

Piktogramme

STANDARD

