

KERN 313-084

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg; 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 5 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	350x320x170 mm
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	13 kg
Verzendgewicht	12,69 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-307
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-307
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-307