

# KERN 313-096

# KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg; 10 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML E2

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 10 kg
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	590×220×270 mm
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d'expédition	28 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-308
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-308
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-308