

# KERN 314-030-600



E1 - M2 Aluminium etui voor afzonderlijke gewichten 1 g - 100 g



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Aluminium etui

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M2
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 g - 100 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Materiaal	aluminium

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,45 kg

## Piktogramme

STANDARD

