

KERN 314-03

KERN

Jeu de poids, E2, 1 g; 100 g, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

| | |
|----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produit | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML E2 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 g; 100 g |
| Poid de contrôle OIML classe | E2 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Matériau | inox poli (OIML) |
| Forme poid | Bouton |
| Étui du jeu de poids | dans une caisse en bois |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 150×140×65 mm |
| Poids net env. | 0,90 kg |
| Poids brut env. | 0,90 kg |
| Poids d'expédition | 0,9 kg |

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione) | 952-316 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-316 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti | 921-316 |