

KERN 314-040-600

KERN

E1 - M2 Aluminium etui voor afzonderlijke gewichten 1 g - 200 g



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Aluminium etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M2
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 g - 200 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Piktogramme

STANDARD

