

# KERN 314-056

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E2

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 500 g
Testgewicht OIML klasse	E2

### Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	210x140x98 mm
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-318
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-318
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-318