

# KERN 314-064

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 g; 1 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×170 mm
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	3,8 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-319
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-319
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-319