

# KERN 314-066

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Merk             | KERN          |
| Productcategorie | Set gewichten |
| Productgroep     | OIML E2       |

## Meetsysteem

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g; 1 kg |
| Testgewicht OIML klasse       | E2        |

## Ontwerp

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Materiaal             | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht      | Knop                             |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing           |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 230x140x110 mm |
| Nettogewicht ca.              | 2,8 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 3,6 kg         |
| Verzendgewicht                | 3,5 kg         |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-319 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie                  | 962-319 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking      | 921-319 |