

# KERN 314-070-600

**KERN**

E1 - M2 Étui à protection en aluminium pour poids individuels 1 g - 2 kg



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 g - 2 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Matériau	aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Poids net	1,25 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,4 kg

## Pictogrammes

STANDARD

