

# KERN 314-086

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 5 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	460x260x185 mm
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-321
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-321
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-321