

# KERN 314-09

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 g; 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 10 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (BxDxH)	530x190x240 mm
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	32,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-322
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-322
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-322