

KERN 315-108-104

KERN

Safety Set 10 g (E2); 200 g (E2)



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Gewichtsaccessoires |
| Productgroep | Safety Set |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 10 g; 200 g |
| Testgewicht OIML Klasse | E2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Materiaal | edelstaal |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 255×135×140 mm |
| Verzendgewicht | 1 kg |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-300-300 |
|-------------------------------------|-------------|

Piktogramme

STANDARD

